

DARCO Posterior Splint – innowacyjny system usztywnienia, o szerokim spektrum zastosowania.

DARCO Posterior Splint składa się ze sztywnej skorupy, która wyściełana jest pianką o dużej elastyczności. Splint jest dostępny w 2 wersjach w zależności od pozycji ugięcia (90° oraz 110°). Pozwala to zaopatrującemu na zapewnienie pacjentowi indywidualnie dostosowanej stabilizacji odpowiedniej do wskazań.

Splint jest bardzo lekki, co zapewnia łatwość jego zastosowania. Dzięki konstrukcji dostosowanej do anatomicznego kształtu stopy oraz goleni, można go optymalnie dopasować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Materiał z którego wykonany jest splint zapewnia, iż jest on odpowiednio stabilny przy czym nie jest za sztywny.

Paski Velcro na zewnętrznej części splintu gwarantują bezpieczne utrzymanie bandaża na skorupie splintu, eliminując problem z ześlizgiwaniem.

Miękka pianka wyściełająca o zamkniętych porach zapewnia komfortowe dopasowanie oraz wygodę noszenia, nawet jeżeli splint musi być stosowany przez dłuższy czas.



Pozycjonowanie pooperacyjne



Pozycjonowanie przedoperacyjne



Unieruchomienie po wypadku



Unieruchomienie pourazowe



DARCO

DARCO Posterior Splint to gotowy do zastosowania system usztywniający, który może być stosowany w każdej fazie procesu leczenia (nawet podczas badania radiologicznego).

DARCO Posterior Splint został stworzony przez niemieckiego chirurga stopy i stawu goleniowego wraz z technikiem ortopedycznym tak, by łatwo można było go dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zastosowanie bezpośrednio po operacji jeszcze w sali operacyjnej oznacza, że nużące gipsowanie i kształtowanie usztywnienia nie jest już wymagane. To znacznie redukuje czas w fazie zaopatrywania pooperacyjnego.

DARCO Posterior Splint zakładany jest po wykonaniu pooperacyjnego zaopatrzenia rany. Umieszczony na tylnej stronie podudzia, zabezpieczony jest standardowym bandażem. Rekomenduje się zawijanie od spodniej strony splintu przesuwając się w górę.

DARCO Posterior Splint to rozwiązanie o bardzo szerokim zakresie zastosowań zarówno w ortopedii jak i przy różnych urazach czy to w szpitalu czy też w prywatnej praktyce.



Skorupa odzwierciedlająca anatomiczny kształt podudzia oraz stopy ułatwia wykonanie wsparcia. Miękką wyściółka wewnętrzna zapewnia komfort noszenia.



DARCO Posterior Splint jest zabezpieczony na goleni przy użyciu konwencjonalnych bandaży. Dodatkowe paski Velcro umieszczone na zewnętrznej części skorupy zabezpieczają bandaż przed ześlizgnięciem się z usztywniacza.



Proces zakładania zakończony.



Wskazania

Do ogólnego zastosowania w terapii pooperacyjnej w obrębie goleni, stawu skokowego oraz stopy:

- > wsparcie pooperacyjne
- > stabilizacja pourazowa / unieruchomienie
- > unieruchomienie w następstwie wypadku
- > krótkoterminowa stabilizacja (zerwania ścięgna, zwyrodnienia, pęknięcia, rany, zwichnięcia, naciągnięcia itp.)
- > zerwanie ścięgna Achillesa
- > wsparcie przedoperacyjne

Uwaga: w sytuacjach specjalnych u pacjentów ze skrótami mięśni goleni, deformacjami Haglund-a oraz naroślami, Posterior Splint może potencjalnie pogorszyć ten stan, poprzez tworzenie dodatkowych punktów nacisku.

90° Plus

Nowa wersja delikatnego ustawienia kąta nachylenia

- > 2 owalne wycięcia zapewniają dobrą cyrkulację powietrza.
- > anatomiczny kształt zabezpiecza przed powstawaniem przeciężeń
- > w zestawie znajduje się specjalny podkład pochłaniający wydzielinę z rany w pierwszych dniach po operacji



ROZMIAR SYMBOL

ROZMIAR SYMBOL

ROZMIAR SYMBOL

Kąt 90°

S PS1-90-1
M PS2-90-1
L PS3-90-1

Kąt 90° Plus

S PS1-90-P1
M PS2-90-P1
L PS3-90-P1

Kąt 110°

S PS1-110-1
M PS2-110-1
L PS3-110-1

Kolor: Biało-niebieski

DARCO Posterior Splint może być stosowany zarówno na prawej jak i lewej nodze. Dostępny w 2 wersjach ugięcia części stopowej oraz 3 rozmiarach. Do standardowego modelu 90° dodaliśmy wersję 110° by ułatwić proces leczenia w przypadku zerwania ścięgna Achillesa (20° stopniowe zgięcie podeszwy).

