

TwinShoe®



DARCO

Instrukcja używania

TwinShoe®

Obuwie wyrównujące

1. Odepnij rzepy w butcie (A).
2. Włóż stopę do buta.
3. Upewnij się, że stopa jest umieszczona poprawnie – aby pięta była tak blisko cholewki jak to tylko możliwe.
4. Zapnij but przy pomocy rzepów (A). Stopa powinna być komfortowo umieszczona w butcie a rzepy zapięte nie za ciasno ani nie za luźno.

Wskazania

- > Obuwie wyrównujące stosuje się w następstwie operacji na przodostopiu oraz śródstopiu.
- > W sytuacji, gdy konieczne jest wyrównanie długości nóg – w przypadku stosowania obuwia odciążającego.
- > TwinShoe® zapobiega skrętom miednicy. Okres stosowania tego obuwia zależy od wskazań.

Przeciwwskazania:

- > złamania otwarte

Instrukcja dotycząca czyszczenia

Czyszczenie ręczne:

- > Jeżeli obuwie jest zabrudzone wyczyść za pomocą miękkiej szmatki bądź szczotką.
- > Mycie ręczne – TwinShoe® może by myty ręcznie w zimnej wodzie z łagodnym środkiem czyszczącym. Po myciu wysuszyć w temperaturze pokojowej. Nie stosować ostrych środków czyszczących.
- > Nie suszyć w suszarce oraz za pomocą radiatora.

Uwaga

Lekarz przepisał Państwu nietypowe obuwie. Chodzenie w tym butcie jest dużo trudniejsze niż w normalnym butcie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Nie nosisz normalnego obuwia, dlatego konieczne jest zwrócenie uwagi na zmienioną wysokość. Nadmierne przenoszenie nacisku – pacjenci z obrzękiem – może spowodować pęknięcie podeszwy. Zaleca się nosić opatrunek bądź skarpetę podczas stosowania obuwia wyrównującego.

Nie prowadź samochodu nosząc to obuwie. Zachowaj szczególną uwagę chodząc po schodach, następując na krawężnik czy też chodząc po nierównej powierzchni. Chodź wolniej niż zwykle.



Dane techniczne

5 Rozmiary:

XS (33,5 – 37), S (37,5 – 39,5), M (40 – 41,5), L (42 – 44), XL (44,5 – 47)

Uniwersalny. Pasuje na prawą i lewą stopę.

Materiał:

Podeszwa: TPR

Wkładka: EVA

Materiał wierzchni: Poliester

Naprawa: Produkt nie wymaga naprawy.

Cechy konstrukcyjne:

Materiał wierzchni składa się z oddychającego poliestru. Materiał z którego wykonana jest podeszwa poza TPR zawiera również gumę i dzięki temu ma właściwości absorbujące naprężenia. Kołyskowy kształt ułatwia przetaczanie.

Może być stosowany z następującymi produktami DARCO:

OrthoWedge

HeelWedge®

Body Armor® Walker II

WCS®



ICONIC, Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznania
tel. 608 332 018 | magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com

Manufactured by:
DARCO Int. Trading
(Shanghai) LTD
No. 128 Lane
3458 Hu Min Road
Shanghai 201108, China



170803