

MECRON ReadyDressment Strips



MECRON

PL Instrukcja użycia

MECRON ReadyDressment Strips

Elastyczne plastry stabilizujące

- > Początkowo należy uzyskać jasny obraz wskazania i sposobu nakładania.
- > Należy wykonać u pacjenta test tolerancji na taśmę.
- > W miejscu nałożenia usunąć ewentualne owłosienie (opcjonalnie).
- > Do tego celu należy używać maszynki do strzyżenia włosów (nie golić na mokro!).
- > Nałożyć taśmę na oczyszczoną (ciepłą wodą i zwykłym mydłem), suchą skórę.
- > Końce taśmy należy w miarę możliwości nakładać bez naprężeń.
- > Umieścić taśmę zewnętrzną stroną kciuka, uważając przy tym, aby taśma nie wybrzuszała się ani nie marszczyła się.
- > Należy spróbować nie dotykać warstwy klejącej, aby nie zużyć kleju przed nałożeniem taśmy.
- > Po nałożeniu należy potrząść taśmę. Pocieranie aktywuje klej, co pozwala uzyskać dłuższy czas noszenia.
- > Podczas usuwania taśmy należy zwracać uwagę, aby ręką przytrzymywać otaczające tkanki. Zmniejsza to ból odczuwany przez pacjenta i chroni skórę przed zbyt dużym podrażnieniem.
- > Produkt MECRON ReadyDressment Strip jest produktem jednorazowym.

Dane techniczne

Rozmiary:

Short: 10 × 1,4 cm (długość rozciągliwa do 16,5 cm)

Long: 13,5 × 1,8 cm (długość rozciągliwa do 22 cm)

Kolory: biały, niebieski

Materiał: Bawełna, Spandex (zapewniający elastyczność) i klej akrylowy, bez lateksu

Konserwacja: Produkt nie wymaga konserwacji.

Wskazania

- > Pooperacyjnie oraz zachowawczo do stabilizacji i prostowania zdeformowanych stawów palców dłoni i nadgarstków oraz stawów palców u nogi i stopy
- > Pooperacyjnie w przypadku zabiegów na stopach
- > Pooperacyjnie w przypadku minimalnie inwazyjnych zabiegów w obrębie stóp:
 - > osteotomia Akina
 - > osteotomia Chevrona
 - > DMMO (osteotomia przynasadowa dalsza śródstopia)
 - > korekta palca szponiastego/młotkowatego
 - > rekonstrukcja curly toe
 - > Cock-up toe D V
 - > korekta koślawości V kości śródstopia
 - > tenotomia

Przeciwwskazania:

- > obrażenia skóry na dużej powierzchni
- > otwarte rany z ryzykiem infekcji
- > niejasne rozpoznania
- > alergiczne reakcje skórne na materiał taśmy
- > zakrzepica/choroby naczyniowe
- > niedrożność tętnic lub żył
- > nowotwór złośliwy

Ostrzeżenie

Należy zawsze przestrzegać instrukcji użycia. W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z produktem nie można już zagwarantować jego działania ani optymalnej ochrony. Skuteczność kliniczna taśm kinezyjologicznych jest kwestią dyskusyjną i nie została naukowo udowodniona w badaniach.

Distributor:

ICONIC, Ul. Wrzosowa 28
60-185 Skórzewo k/Poznania
tel. 608 332 018
magdalena.gorna@iconic.pl
www.iconic.pl



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting | Germany
Phone +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com

Made in South Korea



190517