

HeelWedge®



+DARCO

Instrukcja użytkowania



HeelWedge®

Obuwie odciążające piętę

But stosowany do zredukowania obciążenia w obrębie pięty.

1. Otwórz but (A).
2. Umieść stopę w bucie.
3. Upewnij się, że stopa jest bezpiecznie ustawiona w bucie.
4. Zapnij but za pomocą pokrywy i rzepów oraz pasków (A), tak by stopa nie była umieszczona zbyt luźno i zbyt ciasno.
5. Podczas chodzenia dociążaj but tylko do punktu B. Nigdy nie przenoś ciężaru do punktu C. W przeciwnym razie możesz negatywnie wpłynąć na wynik leczenia.
6. W przypadku, gdy but musi być noszony przez dłuższy czas, wskazanym jest zastosowanie na drugiej stopie obuwia wyrównującego (TwinShoe). Ten but nie powinien być noszony dłużej niż 6 – 9 tygodni.

Wskazania

- > pooperacyjnie w celu leczenia ran, kości oraz pięty
- > miejscowe odciążenie po pęknięciach i złamaniach
- > w celu leczenia owrzodzeń znajdujących się w okolicach pięty

Przeciwwskazania:

- > złamania otwarte

Instrukcja dotycząca czyszczenia

Czyścić ręcznie:

- > Gdy obuwie jest lekko zabrudzone, czyść je miękką szmatką lub miękką szczoteczką.
- > Proszę nie stosować ostrych środków czyszczących (np. zawierających alkohol).
- > Nie suszyć w suszarce ani żadnych piecykach.

Uwaga

Twój lekarz przepisał Ci obuwie wysokiej jakości, które służy do odciążenia operowanej i leczonej części stopy. Pozwala to na skrócenie procesu leczenia ran, owrzodzeń, pęknięć oraz stanów występujących po innych ingerencjach chirurgicznych. Pozwala na przemieszczanie się. Chodzenie w takim bucie jest trudniejsze niż w normalnym obuwiu, dlatego proszę o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Nie prowadź samochodu w takim bucie. Zachowaj szczególną uwagę podczas wchodzenia po schodach i przemieszczania się po nierównych powierzchniach. Chodź wolniej niż normalnie. Rekomenduje się stosowanie w połączeniu z bandażami, opatrunkami i skarpetami. W przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z tym produktem jego dobre funkcjonowanie i bezpieczeństwo pacjenta nie może być zagwarantowane.

Dane techniczne

5 Rozmiarów:

XS (33,5 – 37), S (37,5 – 39,5), M (40 – 41,5), L (42,0 – 44,0), XL (44,5 – 47,0)

But uniwersalny, pasuje na prawą i lewą nogę.

Materiał:

Podeszwa: TPR

Wkładka: EVA

Materiał wierzchni: Poliester

Paski: Nylon

Naprawy:

Produkt nie wymaga napraw.

Cechy konstrukcyjne:

Skrócona, opatentowana podeszwa zapewnia efektywne odciążenie.

Wkładka standardowa z EVA może być usunięta i zastąpiona wkładką PegAssist Insole.

Rekomendacje:

Można stosować wraz z butem wyrównującym TwinShoe.

Wkładka PegAssist Insole pozwala na zindywidualizowanie wkładki, by dokonać precyzyjnego odciążenia.

EC REP

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22
info@darco.de, www.darco.de



DARCO International, Inc.
810 Memorial Blvd.
Huntington, WV 25701, USA
Toll-free 800.999.8866
Phone 304.522.4883
Fax 304.522.0037
www.darcointernational.com

Manufactured by:

DARCO Int. Trading (Shanghai) LTD
No. 128 Lane 3458 Hu Min Road
Shanghai 201108, China

