

Body Armor[®] Pro Term



DARCO

Instrukcja używania

Body Armor® Pro Term

Walker na kikut

1. Otwórz dwie klamry w ortezie i wyjmij niebieski but wewnętrzny. Odepnij rzepy wewnętrznego buta i umieść go wokół goleni. Zapnij rzepy w kolejności pokazanej na zdjęciu 1.
2. W celu odpowiedniego umieszczenia goleni w walkerze, rozszerz skorupę na boki. Następnie umieść obie wkładki na spodzie walkera. Teraz włóż na nie nogę w niebieskim bucie. Wkładki mogą być indywidualnie dostosowane do stopy przez wykwalifikowaną osobę.
3. Po odpowiednim umieszczeniu stopy w walkerze, wepnij paski w klamry i dostosuj je, by uzyskać oczekiwany ucisk goleni. Zamknij klamry.
4. Sprawdź czy wentyl jest zamknięty zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5. Napompuj powietrze do komór niebieskiego buta za pomocą szarej pompki umieszczone z przodu. Powietrze rozkłada się równomiernie. Poziom kompresji uznaje się za odpowiedni, gdy zarówno kikut jak i staw skokowy są unieruchomione.
6. W przypadku zmniejszonego czucia, swędzenia czy też powstania bólu, ciśnienie musi zostać natychmiast zmniejszone poprzez uwolnienie powietrza z komór. Dokonuje się tego odkręcając wentyl w kierunku odwrotnym do ruchy wskazówek zegara. Jeżeli cały czas odczuwany jest ból należy zdjąć but oraz skontaktować się z lekarzem.

Wskazania

- > zespół stopy cukrzycowej
- > niedokrwienność
- > złamania

Leczenie po następujących operacjach:

- > amputacje Chopart-a
- > amputacje Lisfranc-a

Przeciwwskazania:

- > nie są znane żadne przeciwwskazania

Instrukcja dotycząca czyszczenia

Jeżeli but jest brudny od ziemi, można ją usunąć za pomocą delikatnej szmatki lub wyczyścić delikatną szcztoką. By wyczyścić skorupę oraz wewnętrzną część buta użyj letniej wody (30 stopni jeżeli to możliwe) oraz delikatnego mydła lub detergentu, o ile jest to konieczne. Sptucz i wysusz but zaraz po umyciu. Nie susz w suszarce lub radiatorem. Pozwól wysychać w temperaturze pokojowej.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Uwaga

Ten produkt wspomaga proces leczenia. Proszę przedyskutować jego zastosowanie z lekarzem. Jeżeli odczujecie ból, swędzenie, widoczne zmiany czy też inne nienaturalne reakcje, proszę skontaktować się ze swoim lekarzem.

Stopa powinna być sprawdzana co 6 – 8 godzin przez wykwalifikowany personel, w celu sprawdzenia cyrkulacji krwi w obrębie kikuta. Zaleca się noszenie opatrunku lub skarpet. Produkt stosowany niezgodnie z przeznaczeniem powoduje, że jego funkcjonalność oraz optymalna ochrona nie mogą być dłużej zagwarantowane.

Dane techniczne

2 Rozmiary:

M – długość kikuta 16 cm

L – długość kikuta 19 cm

Uniwersalny, można stosować zarówno na prawą oraz lewą nogę.

Kolor: Czarno-niebieski

Material:

Podeszwa: TPR

Wkładka: EVA

Skorupa plastikowa: Poliuretan

Wyściółka: Poliester

Zapinki: Polipropylen

Naprawy: Produkt nie wymaga naprawy



ICONIC, Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznań
tel. 608 332 018 | magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com

Manufactured by:

DARCO Int. Trading
(Shanghai) LTD
No. 128 Lane
3458 Hu Min Road
Shanghai 201108, China



170803