

FXPro Walker



DARCO

Instrukcja używania

FXPro Walker

Orteza stabilizująca

1. Odepnij rzepy, wyjmij but wewnętrzny walkera oraz ośmiokątne podkładki piankowe. (zdjęcie 1)
2. Umieść goleń w butcie wewnętrznym a następnie zapnij rzepy. (zdjęcie 2)
3. W celu bezpiecznego umieszczenia goleni w walkerze, rozszerz go na boki. (zdjęcie 3)
4. Umieszczając nogę w walkerze upewnij się, że pięta jest bezpiecznie umiejscowiona w tylnej jego części. Jeżeli to konieczne, odepnij rzepy w tylnej części walkera i dostosuj do goleni. Następnie zapnij rzepy z przodu walkera (rozpoczynając od rzepów bliżej kostki). Upewnij się, że noga jest komfortowo umieszczona w walkerze. (zdjęcie 4)

Opcjonalnie: umieszczanie podkładek piankowych (dostarczanych jako dodatek):

Cztery ośmiokątne podkładki (zdjęcie 4) stosowane są by unieruchomić oraz wyścietać kostkę stawu skokowego, co pozwala na indywidualizację dopasowania walkera. Umieść podkładki w miejscu gdzie muszą zostać zredukowane otarcia lub wypełnione muszą zostać wolne przestrzenie.

Wskazania

- > leczenie skręceń
- > rany na stopie
- > złamania stopy oraz stawu skokowego
- > złamania w obrębie przodostopia
- > problemy ze ścięgnem Achillesa
- > rany oraz skaleczenia w obrębie przodostopia, śródstopia oraz pięty

Przeciwwskazania:

Stosowanie walkera FXPro nie jest rekomendowane w sytuacji, gdy osłabione jest czucie w obrębie stopy oraz kostki.

Instrukcja dotycząca czyszczenia

Czyszcząc skorupę oraz wyściółkę stosuj letnią wodę (30 stopni) oraz łagodne środki myjące. Po czyszczeniu osusz w temperaturze pokojowej. Nie stosuj suszarek.

1.



2.



3.



4.



5.



Uwaga

Lekarz przepisał Państwu ortezę stabilizującą. Kołyskowy kształt podeszwy ułatwia przetaczanie. Chodzenie w Walkerze jest trudniejsze niż w normalnym obuwiu. Proszę o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.

- > nie prowadź samochodu nosząc walker
- > zwróć szczególną uwagę podczas chodzenia po schodach, wchodzeniu na krawężniki oraz podczas chodzenia po nierównych powierzchniach
- > chodź wolniej niż normalnie

Stosowanie tego obuwia powinno być konsultowane z lekarzem. W przypadku wystąpienia bólu, swędzenia lub podrażnienia skóry proszę kontaktować się bezpośrednio z lekarzem.

Stosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem jego funkcjonalność nie może być zagwarantowana.

Dane techniczne

5 rozmiarów:

XS (do 36), S (37 – 38), M (39 – 41), L (42 – 44), XL (45 – 46)

- > dostępne w 2 długościach – krótki i długi
- > uniwersalny – można stosować na prawą oraz lewą nogę

Materiał:

Podeszwa: TPR

Wkładka: EVA

Materiał wierzchni: Poliester



ICONIC, Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznań
tel. 608 332 018 | magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com



DARCO International, Inc.
810 Memorial Blvd.
Huntington, WV 25701, USA
www.darcointernational.com

Manufactured by:

DARCO Int. Trading
(Shanghai) LTD
No. 128 Lane
3458 Hu Min Road
Shanghai 201108, China



170807