

Instrukcja stosowania obuwia Hobble-Free

Krok 1



Przygotuj wszystkie elementy obuwia Hobble-Free Cast Shoe

Krok 2



Umieść stopę z gipsem w obuwisku Hobble-Free Cast Shoe

Krok 3



Umieść pasek z rzepem Velcro w obu otworach w dolnej części obuwia

Krok 4



Zaciśnij pasek do odpowiedniej długości oraz zapnij rzepy Velcro

Krok 5



Przelóż pasek z rzepem nr 2 przez oba otwory w górnej części obuwia. Zaciśnij do odpowiedniej długości oraz zapnij rzepy Velcro.

Krok 6



Hobble-Free Cast Shoe jest gotowe do użycia.