

NOWOŚĆ

Obuwie Hubble-Free

Hobble-Free

to obuwie z charakterystyczną kołyskową podszewką. Jej optymalna wysokość w połączeniu z jej nowatorskim kształtem gwarantują komfort podczas chodzenia.

Umożliwia również odpowiednie ustawienie bioder, dzięki czemu utrzymana jest poprawna postura.

W porównaniu do obuwia płaskiego, Hobble Free uwalnia od bólu w okolicy miejsca złamania, jak i występowania rany, płynnie redystrybuując miejscowy nacisk.



W odróżnieniu od popularnego jednopunktowego sposobu zapinania tego typu obuwia, Hobble-Free wyposażony jest w podwójny system mocowania - na górze oraz na dole.

Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność, że stopa jest bezpiecznie umieszczona i ustabilizowana w obuwiu.


W przypadku noszenia gipsu gwarantuje, że nie tworzy się żadna przestrzeń pomiędzy gipsem a butem.



Paski mocujące z rzepami Velcro łatwo się zamykają - nawet jedną ręką. W związku z tym, że nie są na stałe połączone z obuwiem, pozwalają na różnorodne alternatywne zastosowania a ich uniwersalne stosowanie zapewnia dostosowanie obuwia do używania na prawej bądź lewej stopie.

Kołyskowa konstrukcja podeszwy buta niweluje dyskomfort w chodzeniu powodowany usztywnieniem kostki stawu skokowego umieszczonej w gipsie.

Dzięki unikatowemu kształtowi redukuje naprężenia w osłabianej części gipsu.



Hobble-Free w swej wysokości dostosowany jest do obuwia noszonego na drugiej stopie i pozwala na bezpieczne chodzenie po nierównych powierzchniach oraz po schodach.

Hobble-Free to swoboda w przemieszczaniu się, bez utykania oraz ograniczania mobilności. Stanowi dobrą alternatywę dla kuli oraz wózków, gwarantując pełną mobilność

W obuwiu Hobble-Free zastosowano różnorodne technologie, które wykraczają ponad to, co można zobaczyć w innych dostępnych rozwiązaniach tego typu.

Hobble Free są bardzo lekkie - wykonane z specjalnej pianki EVA o jednorodnej strukturze Charakterystyczny kołyskowy kształt podeszwy jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie.

Bardzo wysoki komfort chodzenia, pozwala na łatwe oraz bezpieczne przetaczanie się, dzięki czemu obuwie to sprawdza się zarówno podczas chodzenia w gipsie jaki i w procesie leczenia ran, gdzie zastosowany jest najnowszy trend dotyczący odciążenia miejsca bolącego czy też miejsca rany poprzez płynną redystrybucję nacisku na kołysce podeszwy.

Unikatowe rozwiązanie łączące wygodę chodzenia z procesem leczenia

Oferowane w następujących rozmiarach :

L : 265~280 mm

M : 230~265mm

S : ~230mm

Wybór rozmiaru jest powiązany z fizycznym wymiarem stopy czy też gipsu.

Hobble-Free został skonstruowany oraz wyprodukowany w Korei.

 **Duk-In**