



Zaopatrzenie ortopedyczne Orthopaedic Devices, Foot & Ankle Products

Prewencyjne, pooperacyjne oraz dla pacjentów z Zespołem Stopy Cukrzycowej
Preventive, postoperative and for diabetic footcare



DARCO

USA

DARCO International
Huntington
West Virginia, USA

Europe

DARCO (Europe) GmbH
Raisting
Germany

India

DARCO Medical India Pvt. Ltd.
Dharwad
Karnataka, India

China

DARCO International
Trading Shanghai Ltd.
China



The World Factbook

DARCO – Twój partner w leczeniu stóp i stawu skokowego / – Focused on Foot and Ankle

DARCO jest międzynarodową grupą działającą na całym świecie, która jest liderem w zakresie produktów zaopatrzenia ortopedycznego stopy i stawu skokowego takich jak: buty chroniące gips czy też opatrunek, buty pooperacyjne oraz odciążeniowe i walkery.

Ponadto DARCO oferuje kompleksowe zaopatrzenie dla stopy cukrzycowej i produkty zapewniające prewencję oraz zaopatrzenie w zakresie medycyny sportowej oraz fizjoterapii. Skupiamy się na tworzeniu i rozwijaniu różnego rodzaju nowych ortez na rękę, staw skokowy i elastycznych plastrów dla kinezyterapii oraz standardowych plastrów medycznych.

Zespół działu rozwoju składa się techników ortopedycznych oraz konstruktorów, którzy pozostając w ścisłej współpracy z wiodącymi specjalistami w zakresie chirurgii stopy i fizjoterapeutami tworzą produkty, zgodne z najnowszymi trendami oraz najlepszą i najnowszą wiedzą.

Firma DARCO jest bardzo poważnie zaangażowana w promowanie oraz rozwój posiadanej wiedzy poprzez organizację imprez poszerzających wiedzę i umiejętności lekarzy takich jak: workshop-y, szkolenia, sympozja oraz wystawy. Ścisła współpraca z lekarzami specjalizującymi się w chirurgii stopy jak i medycynie sportowej oraz fizjoterapeutami na całym świecie, międzynarodowymi stowarzyszeniami lekarzy, instytucjami biomechanicznymi jest fundamentem pozwalającym na zachowanie innowacyjności oraz podstawą do zapewnienia funkcjonalności i wysokiej jakości naszych produktów. Tylko w taki sposób możemy implementować najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne oraz doświadczenia praktyków w nasze produkty co tym samym pozwala nam stać pewnie na własnych nogach.

DARCO is an international group operating worldwide in a leading position with orthopedic foot and ankle products such as cast boots, walkers, postoperative shoes and off-loading boots.

DARCO also offers orthopedic foot and ankle care for diabetics as well as preventive and postoperative care for sports medicine and physiotherapy. In this respect we concentrate on developing the latest orthoses for the wrist and ankle joint, cold compression bandages as well as elastic tapes for kinesiomy in addition to athletic tapes.

Our R&D team consisting of orthopedic technicians and product designers focuses on the development of new products representing state-of-art technology in close cooperation with leading medical specialists and physiotherapists.

DARCO is specifically involved in promoting and expanding existing knowledge as well as organizing multiple further training opportunities which include workshops, congresses, symposiums and exhibitions. In the course of the years this has become a source of information for medical specialists and a platform for mutual exchange.

DARCO's close cooperation with foot surgery specialists around the world, international medical associations and biomechanical institutes is the basis for innovative product research and development providing outstanding efficiency and ensuring highest quality standards for our products. This is the way we include practical know-how and modern technology in our product design and how we remain standing firmly on our own two feet.

Spis treści / Index



Zaopatrzenie pooperacyjne / Postoperative Care

- | | |
|--|---|
| 5 OrthoWedge
OrthoWedge Light | 8 MedSurg™ Pediatric / -Original
PegAssist™ Insole |
| 6 OrthoWedge Light Pediatric
HeelWedge® | 9 Puzzle Insole®
TAS® (Toe Alignment Splint) |
| 7 APB®
MedSurg™ / -Original | |

Zaopatrzenie ran i stopy cukrzycowej Diabetic and Wound Care

- 11 WCS™ Wound Care Shoe System
WCS™ Light Wound Care Shoe System

- 12 Rozmiary / Sizes and Measurements
12 Rozmiary dziecięce / Sizes and Measurements Kids
13 Tabela rozmiarów / Sizes (EU + UK)
13 Zestawienie produktów / Article List



Zaopatrzenie pooperacyjne Postoperative Care

OrthoWedge

Obuwie do odciążenia przodostopia / Off-loading Shoe

Standard Surgical Shoe



OrthoWedge



OrthoWedge + PegAssist™



Kapa okrywająca palce / Toe Cap
dostępna opcjonalnie /
optional available

może być stosowany z /
compatible with:

PegAssist™ Insole
wkładką PegAssist™ Insole, gdy
wymagane jest precyzyjne odciążenie /
for selective off-loading

wymienna wkładka exchangeable insole

- > Stosowany pooperacyjnie po zabiegach korekcji palucha koślawego (Hallux Valgus), palców młotkowatych oraz odcisków
- > Gojenie się owrzodzeń przodostopia u pacjentów z ZSC
- > 5 Rozmiarów: XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)
- > Uniwersalny – pasuje na lewą i prawą nogę

- > use after surgeries to correct hallux valgus, hammer toes / Tailor's bunions
- > treatment of diabetic ulcerations
- > 5 Sizes: XS (33.5–37), S (37.5–39.5), M (40–41.5), L (42–44), XL (44.5–47)
- > right and left fit
- > patent protected

Obuwie odciążające OrthoWedge jest specjalnie tak zaprojektowane by chronić przodostopie poprzez uwolnienie główek kości śródstopia jak i palców od nacisku podczas obciążającej części cyklu chodzenia. W celu wykonania pewnych korekt we wkładce można wyjąć ją z buta. Opatentowana konstrukcja klina w podeszwie buta gwarantuje poprawne działanie mechanizmu odciążającego. Jest to unikatowe rozwiązanie zapewniające utrzymanie odpowiedniej sztywności podeszwy przez co nacisk na przednią część stopy jest znacznie zredukowany.

The OrthoWedge Off-loading Shoe is specifically designed to protect the forefoot by removing most of the pressure from the metatarsal head and digits during the weight-bearing portion of the gait cycle. For post-processing the sole can be taken out. The patented construction of the wedge obtains an off-loading mechanism (TPR-sole). The weight is notably reduced at the forefoot. Velcro® straps make opening easy and allow a comfortable fitting.

OrthoWedge Light

Obuwie do odciążenia przodostopia / Off-loading Shoe



może być stosowany z /
compatible with:

PegAssist™ Insole
wkładką PegAssist™ Insole, gdy
wymagane jest precyzyjne odciążenie /
for selective off-loading

wymienna wkładka exchangeable insole

- > Stosowany pooperacyjnie po zabiegach korekcji palucha koślawego (Hallux Valgus), palców młotkowatych oraz odcisków
- > Gojenie się owrzodzeń przodostopia u pacjentów z ZSC
- > 5 Rozmiarów: XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)
- > Uniwersalny – pasuje na lewą i prawą nogę

- > use after surgeries to correct hallux valgus, hammer toes, Tailor's bunions and other osteotomies
- > treatment of diabetic ulcerations
- > 5 Sizes: XS (33.5–37), S (37.5–39.5), M (40–41.5), L (42–44), XL (44.5–47)
- > right and left fit
- > patent protected

OrthoWedge Light to zmodyfikowana wersja sprawdzonego obuwia OrthoWedge.

Aktywnie oddychający materiał wierzchni, żelówka wykonana z lekkiego EVA oraz wyjmowana wkładka stanowią o unikatowych cechach tego typu obuwia i gwarantują duży komfort noszenia.

Ten but przeznaczony jest głównie do noszenia w pomieszczeniach zamkniętych. W przypadku dużych obciążeń wywołanych znaczą węgą pacjenta sugerujemy zamówienie dodatkowej wkładki.

The OrthoWedge Light is the modified version of the OrthoWedge.

The breathable upper, the light EVA-sole and the removable insole are particular features of the shoe.

This shoe is explicitly designed for usage in closed rooms and for permanent wear of up to four weeks. We recommend ordering the TPR-sole additionally for heavy patients.

OrthoWedge Light Pediatric

Dziecięce obuwie do odciążania przodostopia / Pediatric Off-loading Shoe



> pooperacyjne, stosowane po zabiegach chirurgicznych

> 1 rozmiar: do 31

> Uniwersalny – pasuje na prawą i lewą nogę

> Chroniony patentem

> used postoperative after forefoot surgery

> 1 Size: up to 31
> right and left fit

> patent protected

OrthoWedge Light Pediatric posiada aktywnie oddychający materiał wierzchni. Żelówka z lekkiego EVA oraz wyjmowana wkładka stanowią o unikatowych cechach tego typu obuwia i gwarantują duży komfort noszenia.

Opatentowana konstrukcja klina w podszwie buta gwarantuje poprawne działanie mechanizmu odciążającego. Dzięki temu nacisk na tą część stopy jest znacznie zredukowany i przenoszony jest na śródstopie bądź też tylną część stopy.

The breathable upper of the OrthoWedge Light Pediatric, the light EVA-sole and the removable insole are particular features of this shoe.

The patented construction of the wedge obtains an off-loading mechanism. The weight is notably reduced at the forefoot. Velcro® straps make opening easy and allow a comfortable fitting.

HeelWedge®

Obuwie do odciążania pięty / Off-loading Shoe

Standard Surgical Shoe



HeelWedge®



> Leczenie owrzodzeń w obrębie pięty
> po operacjach kostnych czy tkankowych w obrębie pięty jak i zabiegach usuwających owrzodzenia, odciski czy też modzele
> Odciążenia po złamaniach

> 5 Rozmiarów: XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)

> Uniwersalny – pasuje na lewą i prawą nogę

> Chroniony patentem

> for the treatment of plantar fasciitis, ulcerations, infections, trauma and following surgery of the soft tissue or bony structure of the heel

> 5 Sizes: XS (33.5–37), S (37.5–39.5), M (40–41.5), L (42–44), XL (44.5–47)

> right and left fit

> patent protected

może być stosowany z / compatible with:

PegAssist™ Insole

wkładką PegAssist™ Insole, gdy wymagane jest precyzyjne odciążenie / for selective off-loading

wymienna wkładka exchangeable insole




Badania kliniczne dowodzą, że buty HeelWedge® odciążają ponad 26% nacisku z pięty, poprzez przekazanie go na część śródstopową oraz na przodostopie, co zapewnia szybsze gojenie ran po operacjach oraz owrzodzeń, odcisków czy też modzeli występujących na pięcie.

Kwadratowy kształt żelówki oferuje więcej przestrzeni co pozwala na bezproblemowe umieszczenie zaopatrzonej stopy w bucie. Zmodyfikowane i odczepiane zamknięcie części przedniej buta zapewnia lepsze dostosowanie się do lewej i prawej stopy.

The HeelWedge® is clinically proven to off-load pressure by over 26% from the heel by shifting weight to the mid and forefoot to promote faster healing after surgery, trauma or when wounds or ulcerations are present on the heel. The square-toe design offers more space for bandage material. The modified and removable forefoot closure provides better left / right fit. The removable EVA-insole can be modified as needed.

APB®

Obuwie pooperacyjne / All Purpose Boot



- > Stosowany pooperacyjnie i w celu stabilizacji
- > W szczególnych przypadkach może służyć jako obuwie ochronne na opatrunki unieruchamiające stopę
- > Działanie redukujące i redystrybuujące nacisk
- > 5 Rozmiarów: XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)
- > Uniwersalny – pasuje na lewą i prawą nogę

- > after surgery and for stabilising
- > it can also serve as a cast boot for particular applications
- > impact-absorbing effect and pressure redistribution
- > 5 Sizes: XS (33.5–37), S (37.5–39.5), M (40–41.5), L (42–44), XL (44.5–47)
- > right and left fit

może być stosowany z / compatible with:

PegAssist™ Insole

wkładką PegAssist™ Insole, gdy wymagane jest precyzyjne odciążenie / for selective off-loading

wymienna wkładka exchangeable insole

W obuwiu APB® zastosowano taką samą technologię jak w docenianych przez pacjentów butach pooperacyjnych MedSurg™. Możliwe jest zastosowanie ich jako obuwie na gips lub też podeszwy przy zastosowaniu opatrunków unieruchamiających. Nowy system mocowania pozwala na łatwe ubranie ich zakładanie na obie stopy.


But jest całkowicie zamknięty i wodoodporny, dlatego może być używany nawet podczas złej pogody utrzymując opatrunek i palce w suchym stanie.

In the APB® All Purpose Boot the same sole technology is used as in the proven MedSurg™ post surgical shoe, so that its use as a plaster shoe or walking sole in rigid bandages is certainly possible. The new closure technique allows for simple and two-sided application.

The shoe is completely closed and water-repellent and keeps dressings and toes warm and dry.

MedSurg™

Obuwie pooperacyjne, opatrunkowe / Healing Shoe



- > pooperacyjny – zapewnia stabilizację oraz odciążenie
- > 3 Rozmiary damskie: WS (34 – 36,5), WM (37 – 38,5), WL (39 – 41)
- > 4 Rozmiary męskie: MS (39 – 41), MM (41,5 – 43), ML (43,5 – 45), MXL (45,5 – 47)
- > Uniwersalny – pasuje na prawą i lewą nogę
- > Chroniony patentem

- > postoperative for stabilising and off-loading
- > 3 Women-Sizes: WS (34 – 36.5), WM (37 – 38.5), WL (39 – 41)
- > 4 Men-Sizes: MS (39 – 41), MM (41.5 – 43), ML (43.5 – 45), MXL (45.5 – 47)
- > right and left fit
- > patent protected

Kapa okrywająca palce / Toe Cap dostępna opcjonalnie / optional available

MedSurg™ Original

Doceniany poprzedni model tego obuwia jest cały czas dostępny. / The previous model is still available.

może być stosowany z / compatible with:

Puzzle Insole + PegAssist™ Insole

wkładką PegAssist™ Insole, gdy wymagane jest precyzyjne odciążenie / for selective off-loading

wymienna wkładka exchangeable insole

MedSurg™ – stosowany jest przy standardowym zaopatrzeniu, w przypadkach gdy po operacji konieczne jest zapewnienie stabilizacji, ochrony przed uderzeniami oraz odciążenie nacisku. Nylonowy oddychający materiał, z którego wykonany jest but dzięki jego rozciągliwości pozwala na łatwe jego zakładanie nawet na bardzo grube opatrunki. Opatentowane usztywnienie żelówki uniemożliwia skrócenie operowanej stopy i gwarantuje optymalną ochronę. Różnicowanie pomiędzy rozmiarami damskimi oraz męskimi pozwala lepiej dobrać rozmiar obuwia do konkretnej stopy.

The MedSurg™ Shoe with its famous semi-rigid sole is built around our patented MetaShank™ forefoot support, that provides more rigid control and better protection after osteotomies. Our breathable, mesh upper conforms to bony abnormalities of the foot and has a reinforced heel counter and padded heel collar to stabilize the rear foot and reduce slippage. Extra-long straps accommodate even the bulkiest dressings. Due to the classification in men- and women-sizes the shoe fits at best.

MedSurg™ Pediatric

Obuwie pooperacyjne i opatrunkowe dla dzieci / Pediatric Healing Shoe



- > pooperacyjny – zapewnia stabilizację oraz odciążenie
- > 1 rozmiar: do 32
- > Uniwersalny – pasuje na prawą i lewą nogę

- > postoperative for stabilising and off-loading
- > 1 Size: up to 32
- > right and left fit
- > patent protected

MedSurg™ Original Pediatric

Doceniany poprzedni model tego obuwia w niebieskim kolorze z okrągłą podeszwą jest cały czas dostępny.

The previous model with the rounded sole is still available in the colour blue.

Chirurgia stopy dzieci jest autonomicznym obszarem z szerokim zakresem stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego. DARCO dopasowuje się do potrzeb stóp dzieci.


Buty MedSurg™ są również dostępne w rozmiarach dziecięcych. Są one równie wysoko zaawansowane technologicznie, wykorzystywane są te same materiały a jakość jest identyczna jak butów dla dorosłych.

The pediatric surgery is a self-containing field with a wide range of treatment.

The MedSurg™ Pediatric is the accommodated version to the adult sizes. The quality and construction characters are the same.

PegAssist™ Insole

Wkładka o strukturze plastra miodu / Off-loading Insoles



- > stosowane do precyzyjnego odciążania oraz dokładnego zaopatrzenia
- > dostępna oddzielnie dla przedstawionych po lewej stronie rodzajów obuwia
- > Uniwersalna – jeden rodzaj dla butów zastosowanych na prawej i lewej nodze

- > for selective off-loading and acute treatments
- > separately available for left shown orthopaedic devices
- > right and left fit

Specjalny kształt przeznaczony do OrthoWedge Light / Variety for OrthoWedge Light

może być stosowany z / compatible with:

OrthoWedge, MedSurg™, HeelWedge®, APB®, OrthoWedge Light

Wkładka PegAssist™ została stworzona by zapewnić precyzyjne odciążenie i stosowana jest zwłaszcza w trudnych przypadkach gdy wymagane jest szybkie działanie w obrębie śródstopia.

Łatwe do wyjmowania elementy w kształcie plastra pozwalają na punktowe odciążenie. Cienka pokrywa mocowana jest na zewnątrz od strony elementów wyjmowanych i utrzymuje te elementy na miejscu. Wkładka ma grubość 18 mm i składa się z optymalnej kombinacji Plastazote, Poronu i EVA, która pozwala na redukcję nacisku.


The PegAssist™ Insole is built around a multi-purpose removable peg insole that effectively off-loads the plantar aspect of the foot.

Easy removing of the single pegs allows a selective off-loading and the Peg Support Board keeps the offloaded area intact.

Constructed of an 18 mm combination of Plastazote®, Poron® and multi-foam to provide the perfect combination of shock absorption and moldability.

Puzzle Insole®

Modularny system odciążenia / Modular Insole



może być stosowany z /
compatible with:

MedSurg™

> stosowane do precyzyjnego odciążania oraz dokładnego zaopatrzenia zapobiegając uderzeniom

> dostępna oddzielnie dla przedstawionych po lewej stronie rodzajów obuwia

> Uniwersalna – jeden rodzaj dla butów zastosowanych na prawej i lewej nodze

> for selective off-loading and acute treatments

> separately available for left shown orthopaedic devices

> right and left fit

Modularna wkładka została stworzona by stosować ją do redystrybucji nacisku po operacjach przodo- i śródstopia.

Łatwy sposób wymiany modułów we wkładce pozwala na wykonanie optymalnej, zależnej od wskazań, redystrybucji nacisku na stopie pacjenta. Klinowy kształt wkładki daje dodatkowe odciążenie (o 22%) w przedniej części stopy, dzięki temu że jest ona widocznie cieńsza w części piętowej. Wkładka w kolorze czarnym i niebieskim wykonana z EVA różni się jedynie twardością w skali Shore. Czarna jest twardsza od niebieskiej.

The modular insole was developed for plantar pressure redistribution with specific use after forefoot and midfoot-operations.

By simply replacing the interchangeable modules, the patient can achieve the perfect pressure distribution for each indication. Additional pressure relief of up to 22% in the front is effected by the wedge-shaped sole, that tapers toward the heel. Each Puzzle Insole® system includes a black high-density EVA-sole and a blue lower density sole.

TAS® (Toe Alignment Splint)

Szyna na palec koślawy (Hallux Valgus) / Toe Alignment Splint



> Stosowana pooperacyjnie po zabiegach na paluchu koślawym, palcach młotkowatych, palcach szponowanych

> 1 rozmiar: uniwersalny

> Uniwersalny – pasuje na prawą i lewą nogę

> postoperative after hallux valgus, hammer toes and Taylor's bunion

> 1 Size: Universal

> right and left fit

> patent protected

Szyna TAS® to efektywny i niedrogi sposób na utrzymanie poprawnego ułożenia palucha podczas procesu leczenia. Stosowana jako opatrunek pooperacyjny i alternatywa dla opatrunków plastrowych. Pozwala na usztywnienie oraz nastawienie i utrzymanie operowanych paluchów w żądanej pozycji. Wspomaga wynik operacji. Cienki i elastyczny pasek na pięcie zabezpiecza przed ześlizgiwaniem się na śródstopiu. Miękki materiał oraz rezygnacja z nieruchomych elementów wykonanych z plastiku zapewniają przyjemny komfort noszenia szyny.

The TAS® Toe Alignment Splint is an effective and inexpensive way of maintaining correct alignment of the toes during the healing process.

A thin elastic metatarsal band reduces slippage and soft toe straps hold the toes in the correct position to maintain alignment following surgery to correct hallux valgus, hammer toes or Taylor's bunions. May also be used in the treatment of capsulitis plantar to the m.p. joints caused by mild subluxations of the joint.



Zaopatrzenie ran i stopy cukrzycowej Diabetic and Wound Care

WCS™ Wound Care Shoe System

System zabezpieczania ran / Wound Care Shoe System



wymienna wkładka
exchangeable insole



WCS™ Wkładka / Insoles

W przypadku konieczności przedłużenia leczenia lub też w przypadku gdy rana uległa zmianie można również oddzielnie zamówić tą 4 warstwową wkładkę.

For further treatment and if lesions are changing, the four layers can be ordered separately.

> pooperacyjne obuwie dla pacjentów z ZSC w celu odciążenia owrzodzeń oraz ran na stopie

> 7 Rozmiarów: XS (35–36), S (37–38), S / M (39–40), M (41–42), L (43–44), XL (45–46), XXL (47–48)

> chroniony patentem

> postoperative for diabetic patients
> for off-loading of ulcerations and wounds

> 7 Sizes: XS (35–36), S (37–38), S / M (39–40), M (41–42), L (43–44), XL (45–46), XXL (47–48)

> patent protected

Budowa buta, jego szerokie otwarcie oraz regulowane zamknięcie za pomocą pasków pozwala na akomodację nawet dużych opatrunków. Jest rekomendowany w przypadku leczenia ran otwartych i innych problemów ze stopami, w których pożądanym jest redystrybowanie obciążenia ze specyficznych miejsc. 4 warstwowa wkładka umieszczona jest w obrębie zelówki, dzięki czemu zapewnia większą stabilność podczas chodzenia i zabezpiecza wewnętrzną wkładkę przed przesuwaniem w bucie. Może być ręcznie obrabiana by wykonać odciążenie.

The WCS™ Wound Care Shoe System is recommended for the treatment of open and closed ulcerations and other conditions of the foot in which it is desirable to redistribute weight away from specific areas. The circumferential counter of the shoe forms a deep pocket in the sole to permit the use of a variety of insoles under the ulceration or area of pressure. The insole material is placed below the level of the top of the circumferential counter, providing greater stability for the foot by preventing the layered insoles from shifting within the shoe.

WCS™ Light Wound Care Shoe System

Zamknięty but całoroczny / Closed Wound Care Shoe



wymienna wkładka
exchangeable insole



WCS™ Wkładka / Insoles

W przypadku konieczności przedłużenia leczenia lub też w przypadku gdy rana uległa zmianie można również oddzielnie zamówić tą 4 warstwową wkładkę.

For further treatment and if lesions are changing, the four layers can be ordered separately.

> pooperacyjne obuwie dla pacjentów z ZSC w celu odciążenia owrzodzeń oraz ran na stopie
> szeroka przestrzeń w okolicach palców zapewnia miejsce na duże opatrunki

> 7 Rozmiarów: XS (35–36), S (37–38), S / M (39–40), M (41–42), L (43–44), XL (45–46), XXL (47–48)

> chroniony patentem

> for treatment of the diabetic foot syndrome
> for healing of open wounds and minor ulcerations
> for pressure relief
> wide toe box for any remaining bandages

> 7 Sizes: XS (35–36), S (37–38), S / M (39–40), M (41–42), L (43–44), XL (45–46), XXL (47–48)

> patent protected

System zabezpieczania ran WCS™ Light bez dużego zaangażowania może każdemu pacjentowi pozwolić na wykonanie porządanego odciążenia. Dzięki konstrukcji oraz ręcznej obróbce 4 warstwowej wkładki umożliwia wykonanie dodatkowego odciążenia przedstopia, śródstopia i tyłostopia.

Elastyczny i oddychający materiał, z którego wykonany jest but, jak i szeroki kształt, gwarantują, że jest on bardzo wygodny.


The diabetic patient requires specifically at an early stage of diabetic foot syndrome with minor ulceration a comfortable and reliable shoe ensuring effective pressure relief for indoor and outdoor use.

The new WCS™ Light of DARCO offers the proven four-layer-insole-system with individual customization for off-loading included in a closed shoe. The ultra soft and breathable upper provides maximum comfort and leaves extra space for bandages.


Nowość! / New!

Rozmiary / Sizes and Measurements


OrthoWedge, OrthoWedge Light, HeelWedge®, APB®



MedSurg™, MedSurg™ Original




WCS™ Wound Care Shoe System, WCS™ Light Wound Care Shoe System




Rozmiary dziecięce / Sizes and Measurements Kids

OrthoWedge Light Pediatric



MedSurg™ Pediatric /-Original



Wszystkie wymiary podane są w centymetrach i odpowiadają rozmiarowi wkładki.

All dimensions are shown in cm and relate to the insoles.

Tabela rozmiarów / Sizes

D/EU	UK	Women Kobiety	Men Mężczyźni	Children Dzieci
18,0	—	—	—	2.0
19,0	—	—	—	3.0
20,0	—	—	—	4.0
21,0	—	—	—	4.5
22,0	—	—	—	5.5
23,0	—	—	—	6.0
24,0	—	—	—	7.0
25,0	—	—	—	8.0
26,0	—	—	—	9.0
27,0	—	—	—	10.0
28,0	—	—	—	11.0
29,0	—	—	—	11.5
30,0	—	—	—	12.0
31,0	—	—	—	12.5
31,5	—	—	—	13.0
32,0	—	—	—	13.5
32,5	—	—	—	13.5
33,0	—	—	—	1.0
33,5	—	—	—	1.5
34,0	—	—	—	2.0
34,5	—	—	—	2.0
35,0	1.5	—	—	2.5
35,5	2.0	—	—	3.0
36,0	2.5	—	—	3.5
36,5	3.0	—	—	3.5
37,0	3.5	—	—	4.0
37,5	4.0	—	—	4.5
38,0	5.0	—	—	5.0
38,5	5.5	—	—	5.5
39,0	6.0	6.5	—	—
39,5	6.0	6.5	—	—
40,0	6.5	7.0	—	—
40,5	7.0	7.0	—	—
41,0	7.5	7.5	—	—
41,5	8.0	7.5	—	—
42,0	8.5	8.0	—	—
42,5	9.0	8.5	—	—
43,0	9.5	8.5	—	—
43,5	—	9.0	—	—
44,0	—	9.5	—	—
44,5	—	10.0	—	—
45,0	—	10.5	—	—
45,5	—	11.0	—	—
46,0	—	11.5	—	—
46,5	—	12.0	—	—
47,0	—	12.5	—	—
47,5	—	13.0	—	—
48,0	—	13.0	—	—
49,0	—	14.0	—	—

Spis treści / Article List

Symb./Item-No. Kolor/Colour Rozmiar/Size (D/EU)

Zaopatrzenie pooperacyjne Postoperative Care



OrthoWedge

OW0B-ST	Czarny/Black	XS	33,5–37,0
OW1B-ST	Czarny/Black	S	37,5–39,5
OW2B-ST	Czarny/Black	M	40,0–41,5
OW3B-ST	Czarny/Black	L	42,0–44,0
OW4B-ST	Czarny/Black	XL	44,5–47,0



+ Kapa okrywająca palce / Toe Cap (dla/for OrthoWedge)

TCO0	Czarny/Black	XS	33,5–37,0
TCO1	Czarny/Black	S	37,5–39,5
TCO2	Czarny/Black	M	40,0–41,5
TCO3	Czarny/Black	L	42,0–44,0
TCO4	Czarny/Black	XL	44,5–47,0



OrthoWedge Light

OW0B-STL	Czarny/Black	XS	33,5–37,0
OW1B-STL	Czarny/Black	S	37,5–39,5
OW2B-STL	Czarny/Black	M	40,0–41,5
OW3B-STL	Czarny/Black	L	42,0–44,0
OW4B-STL	Czarny/Black	XL	44,5–47,0



OrthoWedge Light Pediatric



OW-PED	Czarny/Black	1 Size	do / up to 31,0
--------	--------------	--------	-----------------



HeelWedge®

HW0B-ST	Czarny/Black	XS	33,5–37,0
HW1B-ST	Czarny/Black	S	37,5–39,5
HW2B-ST	Czarny/Black	M	40,0–41,5
HW3B-ST	Czarny/Black	L	42,0–44,0
HW4B-ST	Czarny/Black	XL	44,5–47,0



APB®

APB0B-ST	Czarny/Black	XS	33,5–37,0
APB1B-ST	Czarny/Black	S	37,5–39,5
APB2B-ST	Czarny/Black	M	40,0–41,5
APB3B-ST	Czarny/Black	L	42,0–44,0
APB4B-ST	Czarny/Black	XL	44,5–47,0



MedSurg™

Kobiety / Women:

MSW1B-ST	Czarny / Black	WS	34,0–36,5
MSW2B-ST	Czarny / Black	WM	37,0–38,5
MSW3B-ST	Czarny / Black	WL	39,0–41,0

Mężczyźni / Men:

MSM1B-ST	Czarny / Black	MS	39,0–41,0
MSM2B-ST	Czarny / Black	MM	41,5–43,0
MSM3B-ST	Czarny / Black	ML	43,5–45,0
MSM4B-ST	Czarny / Black	MXL	45,5–47,0



+ Kapa okrywająca palce / Toe Cap

(dla / for MedSurg™)

TCW1	Czarny / Black	WS	34,0–36,5
TCW2	Czarny / Black	WM	37,0–38,5
TCW3	Czarny / Black	WL	39,0–41,0

TCM1	Czarny / Black	MS	39,0–41,0
TCM2	Czarny / Black	MM	41,5–43,0
TCM3	Czarny / Black	ML	43,5–45,0
TCM4	Czarny / Black	MXL	45,5–47,0



MedSurg™ Original

Kobiety / Women:

MSW1	Niebieski / Blue	WS	34,0–36,5
MSW2	Niebieski / Blue	WM	37,0–38,5
MSW3	Niebieski / Blue	WL	39,0–41,0

Mężczyźni / Men:

MSM1	Niebieski / Blue	MS	39,0–41,0
MSM2	Niebieski / Blue	MM	41,5–43,0
MSM3	Niebieski / Blue	ML	43,5–45,0
MSM4	Niebieski / Blue	MXL	45,0–48,0



MedSurg™ Pediatric

MSPED-ST	Czarny / Black	1 Size	do / up to 32,0
----------	----------------	--------	-----------------



MedSurg™ Original Pediatric

MSPED	Niebieski / Blue	1 Size	do / up to 32,0
-------	------------------	--------	-----------------



PegAssist™ Insole

(dla / for OrthoWedge, HeelWedge®, APB®)



PAS-0	XS	33,5–37,0
PAS-1	S	37,5–39,5
PAS-2	M	40,0–41,5
PAS-3	L	42,0–44,0
PAS-4	XL	44,5–47,0



PegAssist™ Insole (dla / for MedSurg™)

Kobiety / Women:

PAS-W1	WS	34,0–36,5
PAS-W2	WM	37,0–38,5
PAS-W3	WL	39,0–41,0

Mężczyźni / Men:

PAS-M1	MS	39,0–41,0
PAS-M2	MM	41,5–43,0
PAS-M3	ML	43,5–45,0
PAS-M4	MXL	45,5–47,0



PegAssist™ Insole (dla / for OrthoWedge Light)

PAS-STL0	XS	33,5–37,0
PAS-STL1	S	37,5–39,5
PAS-STL2	M	40,0–41,5
PAS-STL3	L	42,0–44,0
PAS-STL4	XL	44,5–47,0



Puzzle Insole® (dla / for MedSurg™)

Kobiety / Women:

PI-WS	WS	34,0–36,5
PI-WM	WM	37,0–38,5
PI-WL	WL	39,0–41,0

Mężczyźni / Men:

PI-MS	MS	39,0–41,0
PI-MM	MM	41,5–43,0
PI-ML	ML	43,5–45,0
PI-MXL	MXL	45,5–47,0



TAS® (Toe Alignment Splint)

TAS	Biały / White	Universal
-----	---------------	-----------

Zaopatrzenie ran i stopy cukrzycowej / Diabetic and Wound Care




WCS™ Wound Care Shoe System

lewy / left:

WCS0B/L	Czarny / Black	XS	35,0–36,0
WCS1B/L	Czarny / Black	S	37,0–38,0
WCS7B/L	Czarny / Black	S/M	39,0–40,0
WCS2B/L	Czarny / Black	M	41,0–42,0
WCS3B/L	Czarny / Black	L	43,0–44,0
WCS4B/L	Czarny / Black	XL	45,0–46,0
WCS5B/L	Czarny / Black	XXL	47,0–48,0

prawy / right:

WCS0B/R	Czarny / Black	XS	35,0–36,0
WCS1B/R	Czarny / Black	S	37,0–38,0
WCS7B/R	Czarny / Black	S/M	39,0–40,0
WCS2B/R	Czarny / Black	M	41,0–42,0
WCS3B/R	Czarny / Black	L	43,0–44,0
WCS4B/R	Czarny / Black	XL	45,0–46,0
WCS5B/R	Czarny / Black	XXL	47,0–48,0



+ Wkładka / Insoles

(dla / for WCS™ + WCS™ Light, 4 Sztuki / Pieces)

lewy / left:

WCI0/L	XS	35,0–36,0
WCI1/L	S	37,0–38,0
WCI7/L	S/M	39,0–40,0
WCI2/L	M	41,0–42,0
WCI3/L	L	43,0–44,0
WCI4/L	XL	45,0–46,0
WCI5/L	XXL	47,0–48,0

prawy / right:

WCI0/R	XS	35,0–36,0
WCI1/R	S	37,0–38,0
WCI7/R	S/M	39,0–40,0
WCI2/R	M	41,0–42,0
WCI3/R	L	43,0–44,0
WCI4/R	XL	45,0–46,0
WCI5/R	XXL	47,0–48,0



WCS™ Light Wound Care Shoe System

WCSL0	Czarny / Black	XS	35,0–36,0
WCSL1	Czarny / Black	S	37,0–38,0
WCSL7	Czarny / Black	S/M	39,0–40,0
WCSL2	Czarny / Black	M	41,0–42,0
WCSL3	Czarny / Black	L	43,0–44,0
WCSL4	Czarny / Black	XL	45,0–46,0
WCSL5	Czarny / Black	XXL	47,0–48,0

**Twórca i odpowiedzialny za treść
Publisher and
responsible for contents**

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting | Germany
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-0
Fax +49 (0) 88 07.92 28-22
info@darco.de
www.darco-online.com

**Wydanie / Last update
Czerwiec / September 2013**

© DARCO 2013

**Koncepcja i konstrukcja
Concept and design**

westcoastvideo
www.westcoastvideo.de

**Fotografie produktów
Product photography**

DARCO (Europe) GmbH

**Przekazany przez
Presented by**

ICONIC
Ul. Wrzosowa 28
60-185 Skórzewo k. Poznania
Tel. 608 332 018
magdalena.gorna@iconic.pl
www.iconic.pl

 **ICONIC**



www.darco-online.com