

KATALOG PRODUKTÓW DLA FAZY OSTREJ



FAZA OSTRA

LECZENIE RAN CUKRZYCOWYCH NA PODESZWOWEJ STRONIE STOPY,
POOPERACYJNIE/FAZA URAZOWA I ZŁAMANIA STOPY

PUBLIKACJE NAUKOWE

JEDYNE ROZWIĄZANIE, KTÓRE UDOWODNIŁO SWOJĄ
EFEKTYWNOŚĆ W LECZENIU RAN CUKRZYCOWYCH IA I IIA NA
PODESZWOWEJ STRONIE STOPY



Rozwojowe techniki leczenia

ARTYKUŁ ORYGINALNY

**Kompletne, szybkie rozwiązanie jako alternatywa dla gipsu,
w przypadku leczenia owrzodzeń cukrzycowych na stopie.**

Losowe testy w porównaniu do tradycyjnych
gipsów syntetycznych.

Alberto Piaggese, md	Laura Ambrosini Nobili, dpm
Silvia Macchiarini, dpm	Elisa Leporati, dpm
Loredana Rizzo, md	Vincenzo Scire, dpm
Francesca Palumbo, md	Ilaria Teobaldi, dpm
Anna Tedeschi, md	Stefano Del Prato, md, phd

CEL — poniższe badanie ma na celu przetestowanie bezpieczeństwa, efektywności oraz kosztów odciążenia przy zastosowaniu obuwia będącego alternatywą dla gipsów, przy leczeniu owrzodzeń cukrzycowych stóp.

METODY BADAWCZE — oceniliśmy odciążenie neuropatycznych owrzodzeń podszwowych stopy w przypadku 40 pacjentów, którzy odwiedzili naszą klinikę. Oceniliśmy proces leczenia po 12 tygodniach, ilość nieoczekiwanych zagrożeń, czas leczenia, koszt oraz stosowność rozwiązania jak i poziom satysfakcji pacjentów losowo wybranych do stosowania TCC oraz obuwia Optima Diab.

REZULTATY — zaobserwowano brak różnic między obiema grupami w zakresie: zakresu leczenia (95 vs 85%), czasu leczenia (6,54,4 vs 6,73,4 tygodnia), występowania zdarzeń niepożądanych (6 vs 4). Leczenie było znacznie tańsze w 2 przypadku. Ponadto satysfakcja pacjenta była również większa przy zastosowaniu 2 sposobu leczenia.

PODSUMOWANIE — Optima Diab walker jest bezpieczny oraz efektywny jak TCC w leczeniu owrzodzeń cukrzycowych stopy; jednakże jest znacznie tańszy oraz łatwiejszy w zastosowaniu, dzięki czemu pozwala na szersze zastosowanie go w praktykach zajmujących się leczeniem ran cukrzycowych na stopie.

Diabetes Care 30:586–590, 2007



LECZENIE RAN CUKRZYCOWYCH NA PODESZWOWEJ STRONIE STOPY,
POOPERACYJNIE/FAZA URAZOWA I ZŁAMANIA STOPY



Testy kliniczne dowiodły, że walkery są efektywne oraz bezpieczne w użytkowaniu.

DiabetesCare

Diabetes Care N°30 03/2007, p. 586-590

WKŁADKI INDYWIDUALIZOWANE



OPTIMA PUZZLE KIT 3X3
wkładka puzzle stosowana w celu
odciążania rany



OPTIMA PLTM
wkładka stosowana w celu zaopatrzenia w
obrębie śródstopia po amputacji

OPTIMA DIAB Wysoki walker

Wyprodukowano we Włoszech

WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE

Rany cukrzycowe oraz owrzodzenia na podszwowej stronie stopy, rehabilitacja poamputacyjna (aż do amputacji w obrębie śródstopia), rehabilitacja po zabiegach chirurgicznych i złamaniach kości stępu, leczenie artropatii Charcot, złamanie kości, rehabilitacja po porażeniu połowicznym.

CECHY TECHNICZNE

Wysoki walker z dodatkowymi elementami pozwalającymi na indywidualizację dopasowania do potrzeb pacjenta, wysokie, termoformowalne usztywnienie, oddychający oraz dający się czyścić materiał wierzchni, niska, sztywna oraz antypoślizgowa podeszwa, wkładka pozwalająca na kontrolę przetaczania oraz redystrybucję nacisku.

PRODUKT ZAWIERA

1 Optima Puzzle Kit 3x3 - zestaw wkładek stosowany w celu odciążania rany
1 Non Removable System - system zapobiegający zdejmowaniu walkera

KOLOR	czarny/niebieski
ROZMIAR	uniwersalny - pasuje na prawą oraz lewą stopę, oferowany w następujących rozmiarach: S (34-36), M (37-39), L (40-42) XL (43-45), XXL (46-48)
MOCOWANIE	4 paski Velcro



WKŁADKI INDYWIDUALIZOWANE



OPTIMA KITLHEEL
wkładka puzzle stosowana w celu odciążania rany

OPTIMA CLHEEL

Wysoki walker z otwartą piętą

Wyprodukowano we Włoszech

WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE

Rany cukrzycowe w obrębie pięty oraz ścięgien, odleżyny, pooperacyjna rehabilitacja ścięgna Achillesa.

CECHY TECHNICZNE

Wysoki walker z dodatkowymi elementami pozwalającymi na indywidualizację dopasowania do potrzeb pacjenta, wysokie, termoformowalne usztywnienie, oddychający oraz dający się czyścić materiał wierzchni, niska, sztywna oraz antypoślizgowa podeszwa, wkładka pozwalająca na kontrolę przetaczania oraz redystrybucję nacisku.

PRODUKT ZAWIERA

1 Optima Kitchheel plantar KIT - zestaw wkładek stosowany w celu odciążania rany

KOLOR czarny/niebieski
ROZMIAR uniwersalny - pasuje na prawą oraz lewą stopę, oferowany w następujących rozmiarach: S (34-36), M (37-39), L (40-42) XL (43-45), XXL (46-48)
MOCOWANIE 4 paski Velcro



WKŁADKI INDYWIDUALIZOWANE



OPTIMA PUZZLE KIT 3X3
wkładka puzzle stosowana w celu odciążania rany



OPTIMA PLTM
wkładka stosowana w celu zaopatrzenia w obrębie śródstopia po amputacji

OPTIMA POST OP

Krótki walker rehabilitacyjny o dynamicznej charakterystyce

Wyprodukowano we Włoszech

WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE

Cukrzycowe owrzodzenia podeszwowe z komplikacjami naczyniowymi (przy zastosowaniu wkładek 3x3 kit), owrzodzenia neuropatyczno-niedokrwienne.


CECHY TECHNICZNE

Krótki walker z dodatkowymi elementami pozwalającymi na indywidualizację dopasowania do potrzeb pacjenta , wysokie, termoformowalne usztywnienie, oddychający oraz dający się czyścić materiał wierzchni, niska, sztywna oraz antypoślizgowa podeszwa.

PRODUKT ZAWIERA

1 miękką jednoczęściową wkładkę.

KOLOR czarny/niebieski
ROZMIAR uniwersalny - pasuje na prawą oraz lewą stopę, oferowany w następujących rozmiarach: S (34-36), M (37-39), L (40-42) XL (43-45), XXL (46-48)
MOCOWANIE 3 paski Velcro



WKŁADKI INDYWIDUALIZOWANE



OPTIMA PUZZLE KIT 3X3
wkładka puzlowa stosowana w celu
odciążania rany



OPTIMA PLTM
wkładka stosowana w celu zaopatrzenia w
obrębie śródstopia po amputacji

OPTIMA EUROPA

Orteza rehabilitacyjna

Wyprodukowano we Włoszech

WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE

Operacje haluxa, palce młotczkowate, nerwiak Mortona, złamania płaców, wycięcie paznokcia, wycięcie brodawki na stopie, owrzodzenia między palcami oraz w obrębie palców.


CECHY TECHNICZNE

Orteza rehabilitacyjna, wysokie, termoformowalne usztywnienie, oddychający oraz dający się czyścić materiał wierzchni, niska, sztywna oraz antypoślizgowa podeszwa, wkładka pozwalająca na kontrolę przetaczania oraz redystrybucję nacisku.

PRODUKT ZAWIERA

1 miękką jednoczęściową wkładkę.

KOLOR	czarny/niebieski
ROZMIAR	uniwersalny - pasuje na prawą oraz lewą stopę, oferowany w następujących rozmiarach: S (34-36), M (37-39), L (40-42) XL (43-45), XXL (46-48)
MOCOWANIE	2 paski Velcro



WKŁADKI INDYWIDUALIZOWANE



OPTIMA PUZZLE KIT 3X3
wkładka stosowana w celu odciążania rany

OPTIMA FREE

Orteza rehabilitacyjna

Wyprodukowano we Włoszech

WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE

Stosowany po operacjach przodostopia, owrzodzenia grzbietowe na stopie.

CECHY TECHNICZNE

Orteza rehabilitacyjna, wysokie, termoformowalne usztywnienie, oddychający oraz dający się czyścić materiał wierzchni niska, sztywna oraz antypoślizgowa podeszwa, wkładka pozwalająca na kontrolę przetaczania oraz redystrybucję nacisku.

PRODUKT ZAWIERA

1 miękką jednoczęściową wkładkę.

KOLOR	czarny/niebieski
ROZMIAR	uniwersalny - pasuje na prawą oraz lewą stopę, oferowany w następujących rozmiarach: S (34-36), M (37-39), L (40-42) XL (43-45), XXL (46-48)
MOCOWANIE	3 paski Velcro

ALGORYTM STOSOWANIA® FAZA OSTRĄ



OPTIMA DIAB



OPTIMA CLHEEL



OPTIMA POST OP



OPTIMA FREE



OPTIMA EUROPA

LECZENIE STOPY CUKRZYCOWEJ*

LECZENIE POOPERACYJNE

DYSTALNIE

FREE/EUROPA

PODESZWOWO

POST OP

PROKSYMALNIE

DIAB/CLHEEL

GRZBIETOWO

FREE

LECZENIE NEUROARTROPATII CHARCOT

OSTRA

Całkowite odciążenie

PRZEJŚCIOWA

DIAB

CHRONICZNA

Obuwie terapeutyczne bądź zindywidualizowane

LECZENIE OWRZODZEŃ

OWRZODZENIE ZAKAŻONE

WIERZCHNIA STRONA STOPY

FREE

PIĘTA / ŚCIĘGNO

CLHEEL

PRZODO-ŚRÓDSTOPIE

DIAB

OWRZODZENIE NIEDOKRWIENNE

WIERZCHNIA STRONA STOPY

FREE

PIĘTA / ŚCIĘGNO

CLHEEL

PRZODO-ŚRÓDSTOPIE

DIAB

OWRZODZENIE NEUROPATYCZNE

WIERZCHNIA STRONA STOPY

FREE

PIĘTA / ŚCIĘGNO

CLHEEL

PRZODO-ŚRÓDSTOPIE

DIAB



SALVATELLI S.r.l.

Via Breda, 19/21 - 62012 Civitanova Marche MC (Italia)

Tel. 0039 0733 801060 Fax 0039 0733 801048