

Nowość z DARCO

Relief Dual® – but odciążający

Odciążenie w takim zakresie jakie jest konieczne – przyjmowanie nacisku na tyle na ile to możliwe.



Przesunięty w tył punkt ciężkości zapewnia mniejszy nacisk na przodostopie



- > innowacyjna technologia dwuzakresowego odciążania
- > optymalne amortyzowanie uderzeń
- > poprawiona redystrybucja nacisku
- > redukcja sił ścierających

- > większa stabilizacja
- > sztywna płytkę wzmacniająca na całej długości wkładki
- > możliwość wymiany wkładki (włączenie z wkładką dla cukrzyka)



DARCO

Relief Dual®



- > wzmocniona część piętowa zapewniająca stabilizację pięty
- > miękka wyściółka
- > dostępny w 7 rozmiarach


- > szerokie paski
- > przelotki na pasek
- > paski mogą być do rozmiarowych

Ten nowy but odciążający zapewnia odpowiedni balans oraz stabilność jak i redukcję nacisku na stopę.


Innowacyjność Relief Dual® rewolucjonizuje technologię odciążania. Wkładka Dual łączy korzyści absorpcji nacisku materiału EVA oraz antypoślizgowe cechy gumy.

Dodatkowo, dzięki tym usprawnieniom, zoptymalizowaliśmy przetaczanie, co jest cechą charakterystyczną dla tego buta.

Łącząc pierwotne wytyczne, przedłużyliśmy sztywną płytkę wzmacniającą na całą długość podeszwy, maksymalizując redystrybucję nacisku a tym samym efektywnie unieruchamiając stawy śródstopno-paliczkowe oraz międzypaliczkowe stopy.



Średnia redukcja nacisku



- > antypoślizgowa gumowa podeszwa
- > poprawiona absorpcja wstrząsów, szczególnie w obrębie pięty

- > kształt i rozmiar wkładek DARCO Insole, Puzzle Insole






> regulujące Velcro
po obu stronach
pocinane do wymagań



> wewnętrzna część buta
bez szyc, poprawiony komfort
stosowania, np. po operacjach
palucha koślawego



> szerokie otwarcie
> proste
stosowanie



> nowoczesny
kolor oraz wzornictwo
> lekki oraz oddychający
materiał wierzchni



> zgodny ze specjalnymi
takimi jak: PegAssist®
e® oraz Relief Contour


> Sztwna płytka wzmacniająca na całej
długości podeszwy tworzy wielowar-
stwowy konglomerat, który bardzo
poprawia redystrybucję nacisku

> miejsce na wymienne wkładki
> wyściółka dostosowana dla cukrzyków
> niski profil – brak konieczności wyrównywa-
nia wysokości



Lista produktów

ROZMIAR	SYMBOL		
		Relief Dual®	Kapa na palce (opcjonalnie)
Damskie Kolor szary:			
WS	34,0 – 36,5	RD-W1	TCDW1
WM	37,0 – 38,5	RD-W2	TCDW2
WL	39,0 – 41,0	RD-W3	TCDW3
Męskie Kolor szary:			
MS	39,0 – 41,0	RD-M1	TCDM1
MM	41,5 – 43,0	RD-M2	TCDM2
ML	43,5 – 45,0	RD-M3	TCDM3
MXL	45,5 – 47,0	RD-M4	TCDM4



Rozmiary oraz wymiary rozmiarówki



WS 34–36,5




WM 37–38,5



WL 39–41



MS 39–41



MM 41,5–43



ML 43,5–45



MXL 45,5–47

Wszystkie wymiary podane w cm
i odpowiadają rozmiarowi wkładki.