

Heelift® AFO Standard + Smooth

Uwolnienie pięt i stóp od nacisku

Przy pomocy Heelift® AFO można dokonać efektywnego odciążenia nacisku ze stóp ze szczególnym akcentem położonym na piętę. Umożliwia delikatną kontrolę ułożenia stopy jak i pozwala na przemieszczanie się na krótkich dystansach.




- > wsparcie kostki przy zgięciu grzbietowym przy bezwładzie czy też unieruchomieniu
- > do leczenia i zapobiegania przykurczu mięśni zginaczy podszwowych stopy
- > stosowany jako przyjemna w dotyku szyna na noc
- > do zastosowań prewencyjnych oraz leczenia ran otwartych w przypadku zespołu stopy cukrzycowej oraz odleżyn

HEELIFT®
AFO
ANKLE FOOT ORTHOSIS
SUSPENSION FOOT



DARCO

Heelift® AFO jak inne ochraniacze Heelift®, pozwala na jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dzięki półtwardej polipropylenowej szynie zapewniona jest kontrola nad umiejscowieniem kostki. Pozwala ona również na delikatne odciążenie podczas chodzenia. Posiada antypoślizgową podszewę, dzięki czemu zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy łóżkiem a wózkiem czy toaletą. Heelift® AFO można bezpiecznie prać w załączonym worku jak również może być sterylizowany w autoklawie.



Usztywnienie polipropylenowe

Sztywne ortozy mogą kałeczyć drugą nogę pacjenta. Ale nie Heelift® AFO, ponieważ wykonany jest z miękkiej pianki. Usztywnienie polipropylenowe jest odpowiednio elastyczne dając jednocześnie poczucie optymalnej kontroli ułożenia oraz przemieszczania się połączeń kostnych w stopie.



Zdolność do dostosowania się do indywidualnych warunków

Heelift® AFO daje możliwość dostosowania tej ortozy do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dzięki ustalonemu kształtowi pozwala na swobodne ułożenie kończyny.

Wybór rodzaju pianki

Gładka pianka została stworzona specjalnie dla pacjentów o bardzo delikatnej skórze. Rozwiązanie to również zapobiega pojawianiu się obrzęków. Ten rodzaj pianki polecany jest specjalnie pacjentom diabetologicznym.

Specjalna konstrukcja pianki z wytłoczeniami zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza. Zastosowane wytłoczenia gwarantują również efekt chłodzenia.

Dodatkowe poduszki

Dostarczane w zestawie dodatkowe poduszki mogą być stosowane do zapewnienia kontroli i zabezpieczenia przed ewentualnym skręceniem.

Heelift® AFO może być prany oraz sterylizowany w autoklawie w dostarczonej w zestawie specjalnym worku.

Symb. Kolor Rozmiar (Obwód łydki)

Heelift® AFO Standard (Pianka z wytłoczeniami):
DM-HL-AFO Beżowy Universal (20 – 36 cm)

Heelift® AFO Smooth (Gładka pianka):
DM-HLS-AFO Beżowy Universal (20 – 36 cm)

pasuje na prawą i lewą nogę

 **ICONIC**

ICONIC | Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznań
magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
info@darco.de | www.darco.de