

Utrzymaj równowagę TwinShoe – obuwie wyrównujące DARCO



Po zabiegach chirurgicznych w obrębie stopy, większość lekarzy zaleca stosowanie obuwia pooperacyjnego, które ma pomóc pacjentowi w jak najszybszym przywróceniu mobilności. Konsekwencją noszenia takiego obuwia jest nierówna długość obu nóg, co powoduje dyskomfort, brak równowagi i pojawienie się innych zagrożeń występujących podczas chodzenia.

But wyrównujący – TwinShoe – firmy DARCO zmniejsza nierówność pomiędzy nogami oraz powoduje, że chodzenie staje się łatwiejsze i bardziej bezpieczne.



DARCO



Obuwie wyrównujące TwinShoe

TwinShoe jest obuwem stworzonym po to by wyrównywać różnicę pomiędzy długością nóg, która pojawia się podczas stosowania obuwia pooperacyjnego. TwinShoe jest idealnym uzupełnieniem dobrze znanej linii produktów takich jak obuwie odciążające przodostopie: OrthoWedge, OrthoWedge Light, obuwie odciążające piętę: HeelWedge®, walkerów zastępujących gips: Body Armor® Walker II oraz obuwia WCS stosowanego w przypadku występowania ran długogojących.

TwinShoe zastępuje inne, mniej wygodne nakładki, które trzeba przekładać między butami. ThinShoe zakłada się tak łatwo jak każdy inny but. Ponadto wyglądem przypomina buty DARCO.

TwinShoe jest obuwem uniwersalnym. Pasuje na lewą i prawą nogę i jest odpowiedni dla następujących butów DARCO:

Symbol	Rozmiar	Kolor
TS0B	XS 33,5 – 37,0	Czarny
TS1B	S 37,5 – 39,5	Czarny
TS2B	M 40,0 – 41,5	Czarny
TS3B	L 42,0 – 44,0	Czarny
TS4B	XL 44,5 – 47,0	Czarny

