

TAS® Toe Alignment Splint



iconic

DARCO



DARCO

Twój partner w prewencji oraz opiece pooperacyjnej skoncentrowany na stopie, leczeniu ran w ZSC oraz w medycynie sportowej i urazowej.

DARCO to międzynarodowa firma medyczna o globalnym zakresie działania. Jest liderem w produkcji rozwiązań stosowanych przy leczeniu stopy oraz problemów w obrębie stawu skokowego takich jak: buty na gips, walkery, obuwie pooperacyjne oraz odciążające.

Zawsze krok z przodu!

Ciągły rozwój oraz stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych w produkcji jak i korzystanie z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje niezawodną funkcjonalność rozwiązań w zakresie zaopatrzenia pacjentów.

Szyna TAS® zapewnia poprawne ustawienie palców stopy po operacjach i zabiegach maoinwacyjnych.

Wskazania:

pooperacyjne poprawne ustawienie palców po zabiegach:

- > hallux valgus
- > bunionetka
- > palce młotkowate

Cel:

- > tasiemki zakończone otworem na palce ustawiają palce w żądanej pozycji
- > pooperacyjnie stosowany jako alternatywa dla tapeingu

Cechy:

- > cienka opaska śródstopna
- > dopasowana do niemal każdego obuwia
- > miękki materiał jest bezpieczny dla skóry
- > uniwersalny, może być stosowany na prawej i lewej stopie
- > dostępny również w opakowaniu 6-cio sztukowym



Hallux Valgus – různé stadia



Quelle: OST 2015/06 Ludwig Schwering

Przyczyny powstawania Hallux Valgus:

- Przeciążenie pierwszej kości śródstopia, silna pronacja
- Nieodpowiednie obuwie (obcasy, zwężenie czubka buta do trójkątnego kształtu, zmniejszenie muskulatury stopy)
- Osłabiona tkanka łączna
- Ogólny niepoprawny kształt stopy, niepoprawny wzrost kości sprzyjający utracie balansu mięśniowego
- Badania dowodzą, że niepoprawny ucisk powodowany zbyt ciasnymi skarpetami wpływa negatywnie na naturalny kształt stopy.

Quelle: OST 2015/06 Ludwig Schwering

TAS® (Toe Alignment Splint)



TAS – cechy charakterystyczne:

Składa się z` ;

- elastycznej opaski piętowej, która zapobiega ześlizgiwaniu się opaski śródstopnej
- Miękkiej opaski na śródstopie, która zapewnia komfort noszenia
- 4 specjalnie zaprojektowanych tasiemek na palce. które zapewniają ich utrzymanie w żądanej pozycji.



Szyna TAS® to opatrunek, który można stosować zamiast plastrów czy też tape-ów. Ułatwia i wspiera proces poprawnego ustawienia palców po operacjach. Wpływa pozytywnie na utrzymanie pozytywnego wyniku zabiegu. Poza zastosowaniem po operacjach 1) Hallux Valgus, 2) na palcach młotkowatych, 3) bunionetce, TAS® sprawdza się również znakomicie jako zaopatrzenie po operacjach małoinwazyjnych.

Cechy i korzyści

Nazwa:	TAS ®
Ilość w opakowaniu:	1 sztuka lub opakowanie zbiorcze 6 sztuk
Materiał:	Taśma śródstopna: Elastan Tasiemki: Nylon Dodatkowo można wybrać wersję z blaszką stabilizującą wykonaną stali sprężynującej
Kolor:	Biały
Rozmiar:	Uniwersalny; Pasuje na lewą i prawą stopę

Cienki materiał tekstylny nie pogrubia stopy i pozwala na noszenie również w obuwiu pooperacyjnym.

W późniejszym okresie można go nosić pod skarpetami.



TAS® link wideo + link zakupy



<https://www.youtube.com/watch?v=Lvb5-ccaZwc>

<https://sklep.iconic.pl/produkty/szyna-na-paluch-kolawy-i-palce-mlotkowate-tas.html>

