

Pomoc palcom



TAS[®] (Toe Alignment Splint)

Szyna na paluch koślawy (Hallux Valgus) zapewniająca optymalną rekonwalescencję pooperacyjną



DARCO

TAS® (Toe Alignment Splint)

Opatrunek wielokrotnego zastosowania po operacjach na paluchu koślawym

- > Stosowana pooperacyjnie po zabiegach na paluchu koślawym, palcach młotkowatych, palcach szponowanych
- > 1 rozmiar
- > Uniwersalny – pasuje na prawą i lewą nogę



Szyna TAS® to efektywny i niedrogi sposób na utrzymanie poprawnego ułożenia palucha podczas procesu leczenia. Stosowana jako opatrunek pooperacyjny i alternatywa dla opatrunków plastrowych. Pozwala na usztywnienie oraz nastawienie i utrzymanie operowanych paluchów w żądanej pozycji. Wspomaga wynik operacji.

Cienki i elastyczny pasek na pięcie zabezpiecza przed ześlizgiwaniem się szyny ze śródstopia. Miękki materiał oraz rezygnacja z nieruchomych elementów wykonanych z plastiku zapewniają przyjemny komfort noszenia szyny.

DARCO – Wasz specjalista w procesie leczenia stopy

 **ICONIC**

ICONIC | Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo | Tel. 608 332 018
magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl/sklep

CE

130812