

Walkery

Efektywne unieruchomienie

Konstrukcja oraz jakość całej rodziny Walkerów w pełni unieruchamia nogę w obrębie goleni, dzięki czemu produkty te mogą służyć jako alternatywa dla gipsów oraz pozwalają na skuteczne miejscowe odciążenie stopy



Body Armor® Walker II
Alternatywna dla gipsów

Stosowany dla unieruchomienia podudzia, stosowany jako alternatywa dla gipsów.



AirTraveler Walker
Orteza stabilizująca

Optymalne unieruchomienie goleni oraz stawu skokowego



FXPro Walker
Orteza stabilizująca

W przypadku dystorsji stawu skokowego



DARCO



Body Armor® Walker II

System pełnego kontaktu zamiast gipsu.

Twarda skorupa Body Armor® Walker II gwarantuje pewną ochronę goleni i stawu skokowego. Może być stosowany jako alternatywa dla gipsu. Klamry zamykające podobnie jak w butach narciarskich pozwalają na kontrolę ścisłu goleni a tym samym poziom unieruchomienia. Zastosowane 2 wkładki są wyjmowalne i można je modyfikować dokonując miejscowego odciążenia. Dodatkowa płytko (ochronna) w obrębie pięty poprawia stabilizację stopy.

ATW™ (Achilles Tendon Wedge)

- > Służy do odciążenia operowanego ścięgna Achillesa oraz przyspiesza proces gojenia
- > Dostępny opcjonalnie



TwinShoe

- > Obuwie wyrównujące
- > Dostępny opcjonalnie



AirTraveler Walker

Stosowana w przypadku zwichnięć i pęknięć w obrębie stawu skokowego

AirTraveler Walker to ekonomiczny walker pneumatyczny. W porównaniu do FXPro, AirTraveler zapewnia więcej kompresji dzięki zastosowaniu nadmuchiwanego balonu obwodowego. Kotyiskowa podszwa poprawia komfort przemieszczania a dobrze rozlokowane kanały powietrzne gwarantują bardzo dobry efekt unieruchomienia.



FXPro Walker

Stosowana w przypadku zwichnięć i pęknięć w obrębie stawu skokowego.

FXPro Walker służy do stabilizacji stawu skokowego. Boczne szyny gwarantują pewne trzymanie goleni i redukują możliwość zwichnięcia. Podeszwa o bardzo niskim profilu pozwala na płynne przetaczanie z pięty na palce bez występowania dodatkowych napięć. Oddychająca warstwa wewnętrzna poprawia komfort. Paski zamykające pozwalają na odpowiednie dostosowanie usztywnienia.

PegAssist® Insole

- > W celu dokonania odciążenia punktowego
- > Dostępny opcjonalnie



Symb.	Kolor	Rozmiar	Symb.	Kolor	Rozmiar
Body Armor® Walker II			FXPro Walker		
długi:	krótki:		długi:	krótki:	
BAT0	BATS0	Czarny XS do 34,0	FX0	FXS0	Czarny XS do 36,0
BAT1	BATS1	Czarny S 35,0–38,0	FX1	FXS1	Czarny S 37,0–38,0
BAT2	BATS2	Czarny M 39,0–42,0	FX2	FXS2	Czarny M 39,0–41,0
BAT3	BATS3	Czarny L 43,0–46,0	FX3	FXS3	Czarny L 42,0–44,0
BAT4	BATS4	Czarny XL 47,0–48,0	FX4	FXS4	Czarny XL 45,0–46,0
+ ATW™ (dla Body Armor® Walker II)			AirTraveler Walker		
lewy:	prawy:		długi:	krótki:	
ATW1-L	ATW1-R	Biały XS, S, M	AT0	ATS0	Czarny XS do 36,0
ATW2-L	ATW2-R	Biały L, XL	AT1	ATS1	Czarny S 37,0–38,0
			AT2	ATS2	Czarny M 39,0–41,0
			AT	ATS3	Czarny L 42,0–44,0
			AT4	ATS4	Czarny XL 45,0–46,0

Wszystkie walkery są uniwersalne – pasują na lewą i prawą nogę.

